



Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 18.5 cm)

6.0736.110

Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode, Einbaulänge 16.8 cm. Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für automatisierte Anwendungen. Das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Als Referenzelektrolyt wird $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ empfohlen. Dieser Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2106.020	Kabellitze / 1 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.2106.060

Kabellitze / 2 m / 2 x B

Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



6.2310.010

Elektrolyt KNO_3 1 mol/L 250 mL

Elektrolytlösung KNO_3 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in Ethylenglykol (250 mL)

Elektrolytlösung TEABr (Tetraethylammoniumbromid in Ethylenglykol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$

