



Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz (532 nm), 5 m


607510090

Faseroptische Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz mit Auslösetaste. 5 Meter Faserlänge.

Kompatibel mit i-Raman NxG 532.

Lieferumfang 607510090

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510430	Kappe zur Abstandsregelung
Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.		



Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 532 nm.
Arbeitsabstand 5.4 mm.

