



Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz (785 nm), 5 m


607510150

Faseroptische Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz mit Auslösetaste. 5 Meter Faserlänge.

Kompatibel mit den Modellen i-Raman NxG 785S und 785H.

Lieferumfang 607510150

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510430	Kappe zur Abstandsregelung
Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.		



Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 785 nm.
Arbeitsabstand 5.5 mm.

