



Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz (1064 nm), 5 m

607510270


Faseroptische Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz mit Auslösetaste. 5 Meter Faserlänge.

Kompatibel mit i-Raman NxG 1064.

Lieferumfang 607510270

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510430	Kappe zur Abstandsregelung

Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.



Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 1064 nm. Arbeitsabstand 5.9 mm.

