



Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz für i-Raman Duo, 1.5 m


6.07510.370

Faseroptische Raman-Sonde in Laborqualität für hohen Durchsatz mit Auslösetaste. 1.5 Meter Faserlänge. Kompatibel mit i-Raman Duo.

Lieferumfang 6.07510.370

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510430	Kappe zur Abstandsregelung

Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.



Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 1064 nm. Arbeitsabstand 5.9 mm.

