




Raman-Sonde in Laborqualität (785 nm), 5 m

607510460

Raman-Lichtleitersonde in Laborqualität mit Auslösetaste. 5 Meter Faserlänge. Kompatibel mit den Modellen i-Raman Plus 785S und 785HR.

Lieferumfang 607510460

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	607510430	Kappe zur Abstandsregelung
Kappe zur Abstandsregelung für Standardschaft von Raman-Sonden in Laborqualität.		



Ersatzschaft für Raman-Sonde in Laborqualität für Anregung bei 785 nm.
Arbeitsabstand 5.5 mm.

