



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$ ohne integrierten Temperaturfühler. Dieser Sensor eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten ($1 \mu\text{S/cm}$ bis 100 mS/cm) wie z.B. in:

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser
- Abwasser

Dieser Sensor eignet sich für die Verwendung an Probenwechslern (inkl. Normschliff 14/15).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2301.060

KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25°C).



6.2324.010

Leitfähigkeitsstandard 100 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2324.110

Leitfähigkeitsstandard 100 $\mu\text{S/cm}$ 5 x 30mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



6.2104.030

Elektrodenkabel / 2 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an
Metrohm-Geräte (Buchse F).

