




Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel)

6.0912.110

Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (4 x B (4 mm)). Dank einem robusten/bruchsicheren Kunststoffschaft aus Polypropylen und einem Stossschutz ist dieser Sensor mechanisch sehr belastbar und eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten ($1 \mu\text{S/cm}$ bis 100 mS/cm) wie z.B. in:

- Trinkwasser
- Oberflächenwasser
- Abwasser

Der Sensor kann mit der Adapterbox (6.2103.160) am 856 Conductivity Module verwendet werden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2301.060 KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25°C).



6.2324.110 Leitfähigkeitsstandard $100 \mu\text{S/cm}$ 5 x 30mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2324.010 Leitfähigkeitsstandard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.



6.2103.160 Adapter 4 x Buchse B – Stecker N

Adapterbox zum Anschluss herkömmlicher Metrohm Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Bananensteckern an das 856 Conductivity Module.

