




Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel)

6.0914.040

Leitfähigkeitsmesszelle aus Edelstahl mit Zellkonstante $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$, mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (4 x B (4 mm)).

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von tiefen Leitfähigkeiten (0 bis $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) wie z.B. in deion. Wasser oder für Messungen nach USP 645>.

Der Sensor kann mit der Adapterbox (6.2103.160) am 856 Conductivity Module verwendet werden.

Lieferumfang 6.0914.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1420.100	Durchfluss-Messgefäß Für Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm (pH, Metall, Leitfähigkeit)	
6.2324.110	Leitfähigkeitsstandard 100 µS/cm 5 x 30mL Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Leitfähigkeitsstandard 100 µS/cm 250 mL Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.	