



Silber-Elektrodentip

6.09395.044

Elektrodentip aus Silber (Ag) für Autolab RDE, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M4. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Lieferumfang 6.09395.044

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2802.000	Polierset für Festelektroden
		Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)

