



Hamilton PRP-X100 - 125/4.0

6.1005.000

Die Hamilton PRP-X100 - 125/4.0 IC-Anionensäule ist eine robuste Säule auf Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymerbasis. Sie ist besonders für die Trennung von Chlorid, Nitrat und Sulfat ohne chemische Suppression geeignet. Auch Fluorid kann bestimmt werden, wenn die Kationen mit einer H⁺-Kartusche vorgängig entfernt werden. Für die Bestimmung von Silikat ist die Hamilton PRP-X100 - 125/4.0 ebenfalls die Trennsäule der Wahl. Die Säule zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02821.000	Halter zur PRP-X100 Guard Kartusche

Halter für die Hamilton PRP-X 100 Guard Kartusche zum Anschluss an die analytische Trennsäule.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Zur Schonung der analytischen Trennsäulen PRPX100. Die Kartusche entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen in Form von Partikeln, wie sie zum Beispiel durch ungewolltes Bakterien- und Algenwachstum entstehen können.

