



Hamilton PRP-X100 - 250/4.0

6.1005.010

Die Hamilton PRP-X100 - 250/4.0 IC-Anionensäule ist eine robuste Trennsäule auf Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymerbasis. Sie kommt vor allem bei schwierigen Matrices, z.B. Farbstoffen, zum Einsatz.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02821.000	Halter zur PRP-X100 Guard Kartusche Halter für die Hamilton PRP-X 100 Guard Kartusche zum Anschluss an die analytische Trennsäule.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Zur Schonung der analytischen Trennsäulen PRPX100. Die Kartusche entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen in Form von Partikeln, wie sie zum Beispiel durch ungewolltes Bakterien- und Algenwachstum entstehen können.

