



PRP-X100 guard column cartridge/4.0

6.1005.020

Zur Schonung der analytischen Trennsäulen PRPX100. Die Kartusche entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen in Form von Partikeln, wie sie zum Beispiel durch ungewolltes Bakterien- und Algenwachstum entstehen können.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02821.000	Halter zur PRP-X100 Guard Kartusche

Halter für die Hamilton PRP-X 100 Guard Kartusche zum Anschluss an die analytische Trennsäule.

