



Hamilton PRP-X300 - 250/4.0

6.1005.030

Die Hamilton-PRP-X300-Ionenausschlusssäule ist eine Kationenaustauscher-Säule mit niedriger Kapazität. Die Kombination eines Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymers mit Sulfonsäuregruppen als Ionenaustauscher ist ideal für die Lösung einfacher Trennprobleme. Die Möglichkeit zur Bestimmung der Salze organischer Säuren, insbesondere die sehr empfindliche Formiatbestimmung zeichnen diese Säule aus.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5

Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 hilft Kosten sparen, da mit nur wenigen Handgriffen die Filterdisk getauscht werden kann.



Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.

