



Metrosep Organic Acids - 250/7.8

6.1005.200

Die Metrosep Organic Acids - 250/7.8 ist eine Kationenaustauschersäule auf Polymerbasis. Sie ist die Hochleistungssäule für die Bestimmung organischer Säuren und zur Lösung schwieriger und komplexer Trennprobleme. Zusätzlich können Carbonat (mit inverser Suppression), Fluorid (Flusssäure) und Phosphat (Phosphorsäure) neben den organischen Säuren bestimmt werden. Gegenüber der Hamilton PRP-X300 - 250/4.0 besitzt die Metrosep Organic Acids - 250/7.8 eine grössere Kapazität und gesteigerte Selektivität.

Lieferumfang 6.1005.200

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6

Die Metrosep Organic Acids Guard/4.6 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule.

