



Metrosep Organic Acids - 100/7.8

6.1005.210

Die Ausschlusstrennsäule für die Bestimmung organischer Säuren und schwacher Mineralsäuren. Die, im Vergleich zu Metrosep Organic Acids - 250/7.8 (6.1005.200), geringe Kapazität erlaubt die schnelle Auftrennung der organischen Säuren. Diese Säule ist vor allem für kleine und mittlere Konzentrationen in unkomplizierten Probenmatrices geeignet.

Lieferumfang 6.1005.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6

Die Metrosep Organic Acids Guard/4.6 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule.

