



Metrosep A Supp 1 - 250/4.6

6.1005.300

Die Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 ist eine universell einsetzbare Anionenensäule, die sich durch mittlere Kapazität und spezielle Selektivität auszeichnet. Mit dieser Säule ist es möglich, Proben zu bearbeiten, die grosse Konzentrationsunterschiede aufweisen. So können beispielsweise noch 4 µg/L Sulfat in einer Lösung bestimmt werden, die 150 g/L Natriumchlorid enthält. Ein weiterer Vorteil ist, dass Bromid erst nach dem Nitrat eluiert. Vor allem bei der Analytik von Oxohalogeniden beeindruckt die A Supp 1 - 250/4.6 mit hervorragenden Trenneigenschaften. Druckschwankungen, ständig wechselnde Eluenten und grosser Probendurchsatz beeinflussen die Trennleistung dieser Säule auch nach sehr langer Zeit nicht. Sie ist das «Arbeitstier» für das Entwicklungs- und Routinelaboratorium.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1005.340

Metrosep A Supp 1 Guard/4.6

Die Metrosep A Supp 1 Guard/4.6 schützt die Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 Trennsäule sicher vor Verunreinigungen durch Partikel und Bakterien.

