



Metrosep A Supp 3 - 250/4.6

6.1005.320

Die Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 löst Trennprobleme in wässrigen und organischen Medien. Sie kann mit einer Vielzahl von Eluenten – auch mit hohen Anteilen organischer Lösungsmittel – sicher betrieben werden. Mit der Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 lassen sich Proben im Routinebetrieb analysieren, die eine grosse analytische Herausforderung darstellen, wie beispielsweise die Vermessung biologischer Proben oder die Bestimmung anorganischer Anionen in organischen Matrices. Mit Hilfe eines Natriumhydroxidgradienten lassen sich auf der Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 Polyphosphate sicher trennen. Isokratisch betrieben eignet sich die Säule auch für die Trennung von Sulfit, Sulfat und Thiosulfat unter 20 Minuten.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3.5

Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 hilft Kosten sparen, da mit nur wenigen Handgriffen die Filterdisk getauscht werden kann.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.



6.1011.130

Ersatzfilter zu RP 2 Guard/3.5, 10 Stück

