



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6

6.1005.350

Die Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 erlaubt es, in sehr kurzer Zeit Standardanionen zu trennen. Für wenige Ionen in einer unkomplizierten Probenmatrix ist die Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 die Säule der Wahl. Beispielsweise gelingt so die Analyse von Phosphat neben Chlorid und Sulfat in Cola-Getränken in weniger als drei Minuten.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4.0
	Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.



6.1011.120

Ersatzfilter zu RP Guard, 10 Stück

Nicht für 6.1011.030 zu verwenden.

