



Metrosep A PCC 2/4.0

6.1006.330

Für Anionen-anreicherung. Für die Anreicherung von Anionen in kleineren Probenvolumina. Diese Anionen-Anreicherungssäule besitzt eine niedrige Kapazität und ist aus PEEK gefertigt.

Lieferumfang 6.1006.330

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		

