



Metrosep A Supp 4 - 250/4.0

6.1006.430

Die Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 ist eine äusserst robuste Säule, die mit sehr guten Trenneigenschaften aufwartet. Die Trennphase besteht aus Polyvinylalkohol-Partikeln mit quaternären Ammoniumgruppen und einem Durchmesser von 9 µm. Dieser Aufbau gewährleistet hohe Stabilität und grössere Toleranz gegenüber Feinstpartikeln, die die integrierte Filterplatte passieren könnten. Die Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 besitzt eine mittlere Ionenaustauschkapazität; Sulfat eluiert nach 12.5 Minuten. Die Bodenzahlen, die sich mit dieser Trennsäule erzielen lassen, sind höher als auf der Metrosep Anion Dual 2 - 75/4.6. Die A Supp 4 - 250/4.0 ist besonders für alle Routineaufgaben in der Wasseranalytik geeignet.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.01021.500

Metrosep A Supp 4 Guard/4.0

Die Metrosep A Supp 4 Guard/4.0 schützt die Anionensäulen Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.



6.01021.510

Metrosep A Supp 4 S-Guard/4.0

Die Metrosep A Supp 4 S-Guard/4.0 schützt die IC-Anionensäulen Metrosep A Supp 4 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.

