



Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

6.1011.040

Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.

Lieferumfang 6.1011.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

