



Metrosep C Trap 1 - 100/4.0

6.1015.000

Hochkapazitive Kationensäule, die zur Reinigung des Eluentenstroms eingesetzt wird. Selbst Reagenzien der höchsten Qualitätsstufe, z. B. «Ultrapur» oder «puriss» können noch minimale kationische Verunreinigungen enthalten. Diese werden von der Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 sicher zurückgehalten.

Lieferumfang 6.1015.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

