



Metrosep Dual 4 guard column kit/4.6

6.1016.500

Auch wenn die auf monolithischem Silicagel aufgebauten Dual-4-Säulen sehr robust sind, ist die Verwendung der Dual 4 Vorsäule angeraten, um die Sicherheit für die analytische Trennsäule noch weiter zu erhöhen. Die Dual 4 Vorsäule ist eine PEEK-Kartusche, die ebenfalls mit monolithischem Kieselgel gefüllt ist. Diese Kartusche ist leicht zu wechseln und wird in einem Aluminiumhalter direkt auf die analytische Säule aufgeschraubt. Das bewährte «On Column Guard System» ist einfach zu verwenden und bietet zusätzlich den Vorteil sehr geringen Totvolumens.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1016.510	Metrosep Dual 4 guard column cartridge/4.6 Set mit drei Vorsäulenkartuschen

