



Hamilton RCX-30 - 250/4.6

6.1018.000

Die Hamilton RCX-30 - 250/4.6 ist eine Säule zur Trennung von Mono-, Di- und Zuckeralkoholen. Es handelt sich um eine Anionenaustauschersäule basierend auf Polystyrol/Divinylbenzol-Harz. Die RCX-30 - 250/4.6 kann universell eingesetzt werden.

Die Hamilton RCX-30 - 250/4.6 Trennsäule zeigt eine hervorragende Auftrennung von Fructose und Lactose. Weiterhin bietet die Säule den Vorteil, dass Flüsse bis zu 2 mL/min eingesetzt werden können, um die Chromatographie zu beschleunigen. Die lange Ausführung der Säule (250 mm) wird bevorzugt zur Bestimmung kleiner Kohlenhydrate (Mono- und Disaccharide und Zuckeralkohole) eingesetzt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3.5

Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 hilft Kosten sparen, da mit nur wenigen Handgriffen die Filterdisk getauscht werden kann.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.



6.1011.130

Ersatzfilter zu RP 2 Guard/3.5, 10 Stück

