



Metrosep A Supp 10 - 50/4.0

6.1020.050

Die Trennsäule Metrosep A Supp 10 - 50/4.0 basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 µm. Dieses bewährte und durch Metrohm optimierte Säulenkonzept zeichnet sich durch robusten Aufbau, hohe Selektivität und hervorragende Trennleistungen aus. Hohe Bodenzahlen und die günstige Lage des Systempeaks zwischen Fluorid und Chlorid ergänzen den Leistungskatalog. Die Eigenschaften der Säule lassen sich gezielt durch Temperatur, Fluss und Eluentenkomposition an vorliegende Applikationen anpassen.

Die geringe Länge und damit verbunden die relativ niedrige Gesamtkapazität dieser 50-mm-Säule ermöglichen schnelle Trennungen der Standardanionen. Sie lassen sich bei einem Fluss von 1.0 mL/min in weniger als 9 Minuten bestimmen. Für einfache Trennprobleme und eine unkomplizierte Matrix ist die Metrosep A Supp 10 - 50/4.0 bestens geeignet.

Lieferumfang 6.1020.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	