



Metrosep A Supp 10 - 75/4.0

6.1020.070

Die Trennsäule Metrosep A Supp 10 - 75/4.0 basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 µm. Unter Standardbedingungen eluiert Phosphat zwischen Nitrit und Bromid. Aktuell lassen sich Applikationen durch Änderung von Temperatur, Zusammensetzung des Eluenten und Fluss optimieren.

Die Kapazität der A Supp 10 - 75/4.0 wurde unter zwei Aspekten optimiert: Matrix und Geschwindigkeit. In Proben mit hoher Ionenstärke gelingt die Basislinientrennung, beispielsweise des Phosphats in Cola-Getränken. Selbst in Gegenwart grosser Mengen Nitrat und Sulfat bleibt die Analysenzeit unter 7.5 Minuten. Auch in der Luftanalytik ist hoher Probendurchsatz von grosser Bedeutung.

Lieferumfang 6.1020.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	Die Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 ist die hochkapazitive Variante der Metrosep A Supp 10 Guard/4.0.	