



Metrosep A Supp 10 - 100/2.0

6.1020.210

Die Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 Trennsäule basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 µm. Die 2-mm-Trennsäulen Metrosep A Supp 10 sind mit demselben Material gepackt wie die entsprechenden 4-mm-Trennsäulen. Die Eigenschaften der Säule lassen sich gezielt durch Temperatur, Fluss und Eluentenkomposition an die vorliegende Applikation anpassen.

Für Routineapplikationen ist die A Supp 10 - 100/2.0 die Microbore-Säule der Wahl. Dank der hohen Fluss- und Druckstabilität dieser Trennsäule, lassen sich sehr rasche Chromatogramme mit guter Auftrennung der Ionen erreichen. So lassen sich die Standardanionen innerhalb von 3 Minuten trennen. Besonders geeignet für IC-MS-Anwendungen.

Lieferumfang 6.1020.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Die Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Säule schützt die analytischen Microbore-Trennsäulen A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt, Werkzeuge werden hierfür nicht benötigt

