



Metrosep A Supp 10 - 75/2.0

6.1020.270

Die Metrosep A Supp 10 - 75/2.0 Trennsäule basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 μm . Dieses bewährte und durch Metrohm optimierte Säulenkonzept zeichnet sich durch robusten Aufbau, grosse Selektivität und hervorragende Trennleistungen aus. Die 2-mm-Trennsäulen Metrosep A Supp 10 sind mit demselben Material gepackt wie die entsprechenden 4-mm-Trennsäulen. Die Eigenschaften der Säule lassen sich gezielt durch Temperatur, Fluss und Eluentenkomposition an die vorliegende Applikation anpassen.

Die Kapazität der Metrosep A Supp 10 - 75/2.0 wurde unter zwei Aspekten optimiert: Matrix und Geschwindigkeit. Auch in Proben mit hoher Ionenstärke gelingt eine rasche Basislinientrennung der Standardanionen. Besonders geeignet für IC-MS-Anwendungen.

Lieferumfang 6.1020.270

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Die Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Säule schützt die analytischen Microbore-Trennsäulen A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt, Werkzeuge werden hierfür nicht benötigt

