



Metrosep C 4 - 100/2.0

6.1050.210

Die kurze Version der "Microbore" Kationentrennsäule Metrosep-C-4-Säule mit 2 mm Innendurchmesser ist für schnelle Bestimmungen der Standardkationen vorgesehen. Es werden sehr kurze Retentionszeiten erzielt, wobei sich die Elutionszeiten von Natrium und Ammonium trotzdem um 25 s unterscheiden. Bei Verwendung eines speziellen Eluenten lassen sich mit der Metrosep C 4 - 100/2.0 die sechs Kationen Lithium, Ammonium, Natrium, Calcium, Magnesium und Kalium in weniger als 5 Minuten bestimmen. Durch den geringen Eluentenfluss eignet sich diese Säule besonders für die IC-MS-Kopplung.

Lieferumfang 6.1050.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0	
	Die Metrosep C 4 Guard/2.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen mit 2 mm Innendurchmesser, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Auch die Metrosep C 4 Guard/2.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0	