



Metrosep C 4 - 250/2.0

6.1050.230

Die "Microbore" Kationentrennsäule Metrosep C 4 - 250/2.0 ist die Kationensäule mit der höchsten Kapazität der C-4-Reihe mit 2 mm Innendurchmesser. Sie ist für Applikationen prädestiniert, die hohe Trennleistung erfordern. Mit dieser Säule lassen sich Proben mit extremen Konzentrationsunterschieden zuverlässig analysieren. Die Leistungsfähigkeit der Säule zeigt sich beispielsweise bei der Analyse von Natriumspuren neben Monoethanolamin (MEA). Mit der C 4 - 250/2.0 lassen sich sowohl Amine und Übergangsmetalle als auch die Alkali- und Erdalkalimetalle in einem Lauf bestimmen. Durch den geringen Eluentenfluss eignet sich diese Säule besonders für die IC-MS-Kopplung.

Lieferumfang 6.1050.230

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0	
	Die Metrosep C 4 Guard/2.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen mit 2 mm Innendurchmesser, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Auch die Metrosep C 4 Guard/2.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0	
	Die Metrosep C 4 S-Guard/2.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen mit 2 mm Innendurchmesser, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt.	