



Metrosep C 4 - 50/4.0

6.1050.450

Die Metrosep C 4 - 50/4.0 ist die kürzeste Trennsäule aus der Metrosep-C-4-Familie. Mit einer Kapazität von 5 µmol (K⁺) ist sie besonders für sehr schnelle Trennungen geeignet. Die geringe Kapazität erlaubt es, die spät eluierenden Erdalkalimetalle in kurzer Zeit zu analysieren. Dank der kurzen Retentionszeiten können jetzt Applikationen auf die Ionenchromatographie übertragen werden, die bisher bezüglich Analysendauer nur mit einem FIA-System (Flow Injection Analysis System) möglich waren.

Lieferumfang 6.1050.450

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0	Die Metrosep C 4 Guard/4.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Auch die Metrosep C 4 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert. 
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4.0	Die Metrosep C 4 S-Guard/4.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt. 