



Metrosep C 4 Guard/2.0

6.1050.600

Die Metrosep C 4 Guard/2.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen mit 2 mm Innendurchmesser, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Auch die Metrosep C 4 Guard/2.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

Lieferumfang 6.1050.600

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

