



Metrosep C 4 S-Guard/2.0

6.1050.610

Die Metrosep C 4 Guard/2.0 enthält das C-4-Säulenmaterial und dient dem Schutz aller Metrosep-Kationensäulen mit 2 mm Innendurchmesser, deren Trägermaterial auf Kieselgel basiert. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Der günstige Preis ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Lieferumfang 6.1050.610

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
		Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

