



Metrosep C 6 - 100/4.0

6.1051.410

Die 100-mm-Version der Metrosep-C-6-Säule ist für die Bestimmung der Standardkationen beispielsweise in Trinkwasser vorgesehen. Es werden kurze Retentionszeiten erzielt, wobei Natrium und Ammonium trotzdem noch sehr gut getrennt werden. Die höhere Kapazität des C-6-Materials erlaubt höhere Probenvolumen.

Lieferumfang 6.1051.410

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4.0	
	Die Metrosep C 6 Guard/4.0 enthält das C-6-Säulenmaterial und dient dem Schutz vor Partikel und Verunreinigungen. Damit wird die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Die Metrosep C 6 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4.0	
	Die Metrosep C 6 S-Guard/4.0 enthält das C-6-Säulenmaterial und dient zu deren Schutz gegen Partikel und Verunreinigungen. Damit wird die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert.	