



Metrosep C 6 S-Guard/4.0

6.1051.510

Die Metrosep C 6 S-Guard/4.0 enthält das C-6-Säulenmaterial und dient zu deren Schutz gegen Partikel und Verunreinigungen. Damit wird die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert.

Lieferumfang 6.1051.510

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

