



Metrosep C Supp 1 - 100/4.0

6.1052.410

Die kurze Variante der Metrosep C Supp 1 wird zur schnellen Bestimmung von Kationen im $\mu\text{g/L}$ -Bereich mit Leitfähigkeitsdetektion nach sequenzieller Suppression eingesetzt. Durch die Suppression wird das Basislinienrauschen in der Kationenanalytik verbessert. Dadurch ergeben sich tiefere Nachweisgrenzen, für die zu bestimmenden Kationen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	Die Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 enthält das C-Supp-1-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-1-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

