



Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

6.1052.430

Die Metrosep C Supp 1 - 250/4.0 Trennsäule wird für schwierige Trennungen von Standard- und einigen Übergangskationen sowie Aminen im tiefen Konzentrationsbereich eingesetzt. Die Leitfähigkeitsdetektion nach sequenzieller Suppression ermöglicht tiefe Nachweisgrenzen dank tiefem Basislinienrauschen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	Die Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 enthält das C-Supp-1-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-Supp-1-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.

