




Pt1000-Temperaturfühler für 909 UV Digester

6.1110.010

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) aus Glas mit Fixkabel (0.5 m) für den Anschluss an den 909 UV Digester.

Lieferumfang 6.1110.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm
		Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.

