



Pt1000-Temperaturfühler (Einbaulänge 12.5 cm)

6.1110.100

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) aus Glas.

Dieser Pt1000-Temperaturfühler ist unter der Artikelnummer 6.1110.110 auch in einer Einbaulänge von 17.8 cm erhältlich.

Lieferumfang 6.1110.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
100 Stk	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm
		Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.140	Elektrodenkabel / 1 m / 2 x 2 mm Für die Verbindung von Temperaturfühlern mit Steckkopf G mit 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters und allen Titrandos	
6.2104.150	Elektrodenkabel / 2 m / 2 x 2 mm Für die Verbindung von Temperaturfühlern mit Metrohm-Steckkopf G mit 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters und allen Titrandos	