



Pt1000-Temperaturfühler für CVS (Einbaulänge 9 cm)

6.1110.120

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) für Professional-CVS-Geräte.

Lieferumfang 6.1110.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
100 Stk	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2104.140	Elektrodenkabel / 1 m / 2 x 2 mm Für die Verbindung von Temperaturfühlern mit Steckkopf G mit 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters und allen Titrandos

