



Pt100-Temperaturfühler für Stabilitätsmessgeräte (30 cm)

6.1111.020

Pt100-Temperaturfühler (Länge 30 cm) mit Fixkabel und Mini-DIN-Stecker. Dieser glasfreie Temperatursensor eignet sich für den Einsatz an Stabilitätsmessgeräten (873 Biodiesel Rancimat und 893 Professional Biodiesel Rancimat).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2042.040	Klammer für Temperaturfühler
------------	------------------------------

Halterungsklammer Stabilitätsmessgeräten	für	Pt100-Temperaturfühler	von
---	-----	------------------------	-----

