



Pt1000-Temperaturfühler aus Edelstahl

6.1114.010

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) mit Fixkabel (1.2 m), mit Edelstahlnadel und PEEK Schaft. Dieser glasfreie Temperatursensor eignet sich zur Temperaturmessung:

- in halbfesten Materialien (z.B. Käse, Fleisch)
- in nichtoxidierenden Medien bei pH 1-13

Lieferumfang 6.1114.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1236.020	Schliffhülse NS 14/12 mm
		Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.

