




Optrode

6.1115.000

Optischer Sensor für photometrische Titrations mit 8 verfügbaren Wellenlängen. Die Umschaltung der Wellenlänge kann softwaregesteuert (ab tiemo 2.5) oder mit einem Magnet erfolgen. Der Glasschaft ist komplett lösungsmittelresistent und einfach zu reinigen. Der platzsparende Sensor ist z.B. geeignet für:

- nichtwässrige Titrations nach USP oder EP
- Bestimmungen von Carboxylendgruppen
- TAN/TBN nach ASTM D974
- Sulfatbestimmung
- Fe, Al, Ca in Zement
- Wasserhärte
- Chondroitinsulfat nach USP

Der Sensor ist nicht geeignet für Bestimmungen von Konzentrationen durch die Messung der Farbintensität (Kolorimetrie).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.02109.000 Adapterkabel OMNIS

Dieses Adapterkabel Buchse F auf Stecker P eignet sich für den Anschluss eines Sensors ohne Temperaturfühler mit Fixkabel (z.B. Optrode oder Solvotrode easyClean) am analogen Messmodul von OMNIS.



6.02117.000 USB-Netzgerät 5 V / 2.1 A

USB-Ladegerät für 946 Portable VA Analyzer.

Netzgerät zur Stromversorgung der 6.1115.100 Optrode falls kein USB-Anschluss an einem Metrohm-Gerät dafür zur Verfügung steht (wie z.B. bei älteren Geräten).

