



O₂-Lumitrode

6.1116.000

Der optische Sensor für die Messung von Gelöstsauerstoff (DO) kann mit einem 913 pH/DO Meter oder 914 pH/DO Konduktometer verwendet werden. Das Messprinzip des Sensors beruht auf der Lumineszenzlöschung. Der platzsparende und wartungsfreie Sensor ist z.B. geeignet für die DO Messung in der:

- Qualitätskontrolle von Wasser
- Abwasserindustrie
- Getränkeherstellung
- Fischzucht

Der Sensor wird mit einem Kalibrierköcher ausgeliefert.

Die Messkappe (O₂-Kappe), welche das sauerstoffsensitive Luminophor enthält, kann bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1260.000	Kalibrationsköcher O2	
	Kalibrationsköcher zur Kalibration der O ₂ -Lumitrode bei 100% Luftsättigung.	
6.2329.000	Sauerstoffstandard 0%	
	Sauerstoffstandard zur 0% Kalibration der O ₂ -Lumitrode. Beinhaltet 5 Sachets an je 30 mL.	
6.5623.000	Austauschset O2-Lumitrode	
	Austauschset für die O ₂ -Lumitrode. Das Set beinhaltet eine zertifizierte O ₂ -Kappe als Ersatz, einen Kalibrierköcher und 5 x 30 mL Sauerstoffstandard, 0%.	