



Silber-Elektrodentip

6.1204.130

Metallelektrodentip aus Silber (Ag), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2103.110	Kontaktstift / M3 / 2 mm Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodentips 6.1204.1XX. Mit Gewinde M3. Für VA-Ausrüstungen und ELCD-Anwendungen.



6.2802.000

Polierset für Festelektroden

Polierset aus 1 Poliervuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse
0.3 μm)

