



Seitlicher Gold-Elektrodentip

6.1204.150

Metallelektrodentip aus Gold (Au) mit seitlich angebrachter Elektrodenoberfläche, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2802.000	Polierset für Festelektroden Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)

