



Platin-Elektrodentip für CVS 3 mm

6.1204.170

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2103.110	Kontaktstift / M3 / 2 mm Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodentips 6.1204.1XX. Mit Gewinde M3. Für VA-Ausrüstungen und ELCD-Anwendungen.

