



Ultra-Trace-Elektrodentip

6.1204.180

Kohlenstoffelektrodentip aus Ultra-Trace-Graphit, Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2103.110	Kontaktstift / M3 / 2 mm Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodentips 6.1204.1XX. Mit Gewinde M3. Für VA-Ausrüstungen und ELCD-Anwendungen.



6.2802.000

Polierset für Festelektroden

Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)



6.2802.020

Polierset für Ultra-Trace-Elektrodentip

Polierset zur Erneuerung der Oberfläche des Ultra-Trace-Elektrodentips
6.1204.180



6.2802.030

Polierstreifen zu Polierset für Ultra-Trace-Elektrode

Polierstreifen für Ultra-Trace-Elektrode. 12 µm Korngrösse. Zur Verwendung im Polierzylinder. Set von 50 Stück

