



Glassy-Carbon-Elektrodentip

6.1204.300

Elektrodentip aus Glassy-Carbon (GC) für Autolab RDE, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M4. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

Lieferumfang 6.1204.300

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2802.000	Polierset für Festelektroden
		Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2103.120	Kontaktstift / M4 / 2 mm Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodentips 6.1204.3XX. Mit Gewinde M4. Für VA-Ausrüstungen.	
